

Oefen- en observatielijst

Naam van de uitvoerende:.....

Naam van de beoordelaar

Bloedname via Hickman – Broviac katheter en poortkatheter
--

Degene die de handeling uitvoert	score	
	goed	fout
Voorbereiding		
De student :		
- Informeert zich over de specifieke toestand van patiënt	0	0
- Raadpleegt aanvraagformulier	0	0
- Was/ontsmet de handen + doet juwelen uit!	0	0
- Verzamelt het materiaal:		
- Handalcoholgel	0	0
- Kiemarme handschoenen	0	0
- steriele naald (lueradaptor voor vacuümsysteem)	0	0
- desinfectans, alcohol 70 %	0	0
- benodigde bloedbuizen + etiketten	0	0
- Kompressen	0	0
- 2 (plastic) ampullen NaCl 0,9 % 10 ml	0	0
- steriele kompressen	0	0
- ampul heparine-oplossing (op voorschrift)	0	0
- steriele spuiten 10 ml	0	0
- extra bloedbuis voor afvalbloed (serumtube)	0	0
- steriele optreknaald	0	0
- (labels met gegevens voor op spuiten)	0	0
- naaldhouder voor vacuümsysteem	0	0
- naaldcontainer	0	0
- kiemvrije dopjes	0	0
- infuuspleister	0	0
- cellulosedoek	0	0
- vuilbak	0	0
- zorgt voor privacy	0	0
- maakt het werkveld schoon	0	0
- informeert de patiënt over doel en werkwijze	0	0
- legt de patiënt in een aangepaste houding	0	0
- Zorgt voor voldoende verlichting in de kamer	0	0

Degene die de handeling uitvoert	goed	fout
Uitvoering		
- Plaatst materiaal in handbereik	0	0
- Maakt twee spuit en met NaCl 0,9% klaar, ontluicht te spuiten. Legt de spuiten terug in de geopende verpakking	0	0
- Maakt (volgens voorschrift) een spuit met een heparine-oplossing klaar, ontluicht de spuit. Legt de spuit terug in de geopende verpakking	0	0
- Maakt de naaldhouder gereed	0	0
- Vraagt de cliënt op de rug op bed te gaan liggen of een halfzittende houding aan te nemen	0	0
- Legt de onderlegger onder de poortsysteemnaald	0	0
- Trekt de kiemarme handschoenen aan	0	0
- Klemt het slangetje aan de poortsysteemnaald af	0	0
- Windt de kompres met alcoholische oplossing het (naaldloze) afsluitdopje (connector) en maakt deze in één draaiende beweging schoon. Laat dit drogen	0	0
- Laat het gaasje liggen onder het aansluitpunt	0	0
- Controleert de ligging en de doorgankelijkheid van het poortsysteem:		
- Plaatst spuit van 10 ml NaCl 0,9 % op connector	0	0
- Opent klem	0	0
- Zuigt bloed aan	0	0
- Flusht het poortsysteem met NaCl 0,9 %.	0	0
- Sluit de klem en ontkoppelt de spuit	0	0
- Connecteert et Venojectsysteem	0	0
- Brengt de serumtube in de houder en open de 3-wegkraan op Hickman/ poortkatheter lumen (niet van toepassing bij afname hemoculturen)	0	0
- Verwijdert de serumtube in de naaldcontainer en sluit de driewegkraan	0	0
- Neemt alle nodige bloedtubes af in juiste volgorde (volgens het geldend protocol), sluit driewegkraan of klem tussentijds	0	0
- Sluit driewegkraan op Hickman/ poortkatheter lumen	0	0
- Verwijdert luer-adaptor en houder	0	0
- Connecteert de spuit met 10 ml NaCl 0,9 %, open driewegkraan en spoelt met 10 ml NaCl 0,9 %	0	0
- Sluit 3-wegkraan en verwijdert spuit	0	0
- Connecteert spuit met 250 E Heparine®, opent driewegkraan en dient toe.	0	0
Het afsluiten gebeurt onder positieve druk.	0	0

Degene die de handeling uitvoert	goed	fout
- Ontsmet de uitgang van de 3-wegkraan ontsmetten met KV kompres met alcoholoplossing	0	0
- Plaatst nieuw en KV-afsluitdopje op het lumen	0	0
- Trekt handschoenen uit	0	0
Nazorg		
- Bevraagt de beleving van de patiënt	0	0
- Ruimt materialen op	0	0
- Past handhygiëne toe	0	0
- Voorziet de bloedbuizen van een etiket indien dit nog niet gebeurd is	0	0
- Noteert tijdstip, soort, hoeveelheid en concentratie heparine en bevindingen in het verpleegdossier	0	0
- Tekent de zorg af	0	0
- Zorgt voor de verzending van de bloedtubes en aanvraagformulier	0	0